

# Kontinuierliche Produktverbesserungen bei Tunstall

Mrz 15, 2022

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung ändert Tunstall den Batterietyp bei den folgenden Lifeline Vi / Vi+ Hausnotrufgeräten:

- Lifeline Vi Classic, Art.-Nr. 57008/620
- Lifeline Vi MHD I, Art.-Nr. 57008/621
- Lifeline Vi MHD II, Art.-Nr. 57008/622
- Lifeline Vi Blau, Art.-Nr. 57008/623
- Lifeline Vi Taris, Art.-Nr. 57008/624
- Lifeline Vi+, Art.-Nr. 57108/620

Die bisherigen Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) werden durch moderne Lithium-Akkus (Li-Ion) ersetzt. Die Umstellung tritt ab dem Produktionsdatum 11/19 in Kraft.

Die Vorteile der modernen Lithium-Ionen-Batterien liegen auf der Hand:

- Verkürzte Ladezeit - die Ladezeit der Batterie wird von derzeit ca. 24 Stunden auf 8 Stunden verkürzt
- Keine Batteriewartung notwendig - Lagerung bis zu 24 Monate ohne Nachladen
- Kein Memory-Effekt mit geringerer Selbstentladung und höherer Energiedichte
- 25% mehr Ladezyklen möglich

Passend zum Wechsel des Akkutyps verwenden die oben genannten Geräte auch ein neues, modernes 5V-Steckernetzteil (statt des bisherigen 12V-Steckernetzteils). Die Teilenummer des neuen Steckernetzteils lautet XD5706070A.

Die beschriebenen Änderungen haben keinen Einfluss auf den Betrieb der Lifeline Vi/Vi+ Hausnotrufgeräte.

Haben Sie noch Fragen? Unsere technische Hotline steht Ihnen gerne zur Verfügung!