

Jun 9, 2021

Der Tunstall Falldetektor Vibby 2 bekommt eine neue Bestellnummer und einen neuen Namen:

	Alt:	Neu:
Artikelnummer	67605/22	67605/24
Produktbezeichnung	Vibby Falldetektor 2	Vibby Falldetektor 3

Bitte geben Sie bei Bestellungen ab sofort die neue Artikelnummer 67605/24 an. Bei den Funktionen des Vibby gibt es keine Änderungen:

Der Vibby dient zur automatischen Auslösung von Notrufen bei schweren gefährlichen Stürzen. Zusätzlich verfügt er über eine Ruftaste, durch die eine manuelle Notrufauslösung möglich ist.

20 Sekunden bevor der Vibby einen Notruf nach Sturzerkennung auslöst, vibriert der Vibby. Das gibt dem Benutzer die Möglichkeit, einen Fehlalarm zu verhindern, indem er einfach den Vibby für 2 Sekunden mit der Hand abdeckt.

Der Vibby wird wie eine Armbanduhr am Handgelenk getragen. Optional kann er mit einer Halskordel um den Hals getragen werden.

Haben Sie noch Fragen im Zusammenhang zum Vibby? Wenden Sie sich einfach an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter bzw. direkt an uns in Telgte:

Tel.: 0 25 04 / 701-0, eMail: info@tunstall.de

Gerne demonstrieren wir Ihnen die zahlreichen Vorteile und das moderne Design unserer zahlreichen Sensoren.