

Jun 27, 2025

Wir freuen uns, Ihnen eine wichtige Weiterentwicklung in der Hausnotruf-Technologie vorstellen zu dürfen: den neuen Lifeline Funksender (Lifeline Pendant, LLP) – den modernen Nachfolger des bisherigen MyAmie-Funksenders.

Was bedeutet das für Sie konkret?

Ab **spätestens 1. August 2025** wird das **Hausnotrufsystem „Lifeline Digital mit Funksender MyAmie“** auf das neue Modell **„Lifeline Digital mit Funksender Lifeline Pendant (LLP)“** umgestellt.

Wichtig: Die Artikelnummern **022-25-904** bzw. **022-25-904M** bleiben gleich. Auch **Funktion und Technik des Lifeline Digital** selbst bleiben **unverändert** – Sie erhalten also das bewährte System, ergänzt um einen verbesserten Funksender, der gleichzeitig die erhöhten Sicherheitsanforderungen der aktuellen europäischen Funkanlagenrichtlinie (RED) vollumfänglich erfüllt.

Und das Beste: **Trotz der erweiterten Funktionen bleibt der Preis stabil** – ein echter Mehrwert für unsere Kunden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

☐ **Mehr Sicherheit durch moderne Funktechnik**

Der LLP nutzt ein **Frequenzsprungverfahren (Frequency Hopping)**, dass auch bei Störungen der Notruf über das Life Digital Hausnotrufgerät zuverlässig zur Zentrale übermittelt wird.

☐ **Nachhaltig & ressourcenschonend**

Die **Batterie ist austauschbar** – Sie müssen nicht mehr das gesamte Gerät ersetzen. Das schont Umwelt und Budget.

☐ **Zukunftssicher durch Fern-Updates**

Neue Funktionen oder sicherheitsrelevante Updates werden einfach **„Over the Air“** eingespielt – **ohne Technikertermin**.

☐ **Visuelles Feedback für mehr Beruhigung**

Die **LED-Anzeige** signalisiert beim Notruf: **Hilfe ist unterwegs**.

☐ **Kompatibel**

Der LLP ist vollständig kompatibel mit **allen Lifeline Digital Hausnotrufgeräten**.

☐ **Modernes Design, hoher Tragekomfort**

Unauffällig, leicht und angenehm zu tragen – als Armband oder Kette. Für ein sicheres Gefühl ohne Stigmatisierung.

Haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei uns – wir beraten Sie persönlich.

☐ **de.info@tunstall.com**

☐ **+49(0) 2504 701-0**