


Jan 15, 2026


hiermit informieren wir Sie darüber, dass der Factory Acceptance Test für die Hausnotrufgeräte Neat Novo Go des Herstellers Legrand und das Luna 4D des Herstellers Attentive vergangene Woche abgeschlossen wurden und die Geräte auf unsere PNC Servicezentrale aufgeschaltet werden können.

Konfigurationshinweise :

### **Neat Novo Go**



Bitte wählen Sie im Wohnsitz das richtige Gerätemodell aus und tragen Sie die entsprechende Rufnummer (führend mit 00) ein.



Da das Neat Novo Go ein mobiles SCAIP Gerät ist, muss im Teilnehmer die "mobile Benutzerlösung" aktiviert sein und die entsprechende Rufnummer (führend mit 00) eingetragen werden.

### **Luna 4D**

Bitte wählen Sie im Wohnsitz das richtige Gerätemodell aus.

Abgesehen davon wird das Attentive Luna 4D in der PNC ähnlich dem Lifeline Digital von Tunstall angelegt.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr PNC-Ansprechpartner zur Verfügung!