

Mai 26, 2026

Hiermit informieren wir Sie darüber, dass der Factory Acceptance Test für die folgende Notrufgeräte abgeschlossen wurde und die Geräte auf unsere PNC Servicezentrale aufgeschaltet werden können.

- Die Geräte der „Echo Serie“ der Firma DiscVision im SCAIP Protokoll
- Die „Watch“ der Firma EasierLife im PaSOS IP Protokoll

Konfigurationshinweise :

DiscVision „Echo Serie“ im SCAIP: Es nutzt das SCAIP Protokoll und muss in der PNC wie ein Tunstall LLD eingerichtet werden.

EasierLife „Watch“ im PaSOS IP Protokoll: Dieses Gerät nutzt das PASOS IP Protokoll und ist in der PNC wie das Tunstall MobileCare.Pro einzurichten.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr PNC-Ansprechpartner zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Tunstall Team

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr PNC-Ansprechpartner zur Verfügung!