



MobileCare.pro

Mit Sicherheit unterwegs

Das mobile Notruf- und
Ortungssystem von Tunstall.

Neu: Jetzt mit integriertem Fallsensor!



MobileCare.pro

mit Sicherheit unterwegs

Tunstall MobileCare.pro ist die generationsübergreifende Lösung für einen mobilen Notruf, damit wir uns in Freizeit und Alltag sicher fühlen.

Das mobile Notrufgerät hilft jedem mit einem Bedürfnis nach Sicherheit und Komfort und wird zu einem treuen Begleiter im Alltag. Wir alle wollen uns sicher fühlen und gleichzeitig die Gewissheit haben, dass es auch unseren Lieben gut geht. Das gilt für die Großeltern, die selbstständig bleiben möchten sowie für den Familienvater, der in seiner Freizeit mit dem Mountainbike in die Berge fährt.



Eine perfekte Lösung

Der kompakte Notruf mit GPS-Ortung und modernster Technik für alle Bedürfnisse. Tunstall MobileCare.pro wurde mit einer breiten Palette an Funktionen ausgestattet, um wirklich jedem Wunsch gerecht werden zu können:



Was kann das MobileCare.pro

Geprüft und zertifiziert von unserem deutschen Lieferanten mit über 20 Jahren Erfahrung im Personen-Security-Bereich

Nutzung von bewährten, handlichen Gerätedesigns

Verwendung hochwertiger, integrierter Technik

Nutzung von bewährten, handlichen Gerätedesigns

§ 90 Telekommunikationsgesetz (TKG) konform: ohne Abhörfunktion

Fest eingebaute SIM-Karte für alle Mobilfunknetze

Sicherheitsserver mit Standort in Deutschland, 98 % Verfügbarkeit

Permanentes Monitoring des Gerätezustandes

Verschlüsselte Datenübertragung

Fernwartung (z.B. Never-Sleep-Mode, Updates, Fehlerdiagnose), wenn erforderlich

Übermittlung der Fehlermeldung (Gerät nicht erreichbar oder defekt) an die PNC 8

Hohe Sicherheit der Funktionsfähigkeit – Sie wissen, das Mobile-Gerät ist betriebsbereit

Keine Speicherung personenbezogener Daten



MobileCare.pro

NEU

zuverlässig

kompakt

innovativ



Produktübersicht

Wir unterstützen die Teilnehmer dabei, ihre Unabhängigkeit zu wahren und gleichzeitig einen aktiven Lebensstil in einer mobilen Umgebung zu unterstützen.

-  Bessere Netzabdeckung durch 4G-LTE Datenübertragung mit 2G-Fallback
-  VoIP-Telefonie mit kompatiblen SIM-Karten und VoIP-Server
-  Parallele Übertragung von Positionsdaten und Anruf im Notfall
-  Sprachausgabe für bestimmte Situationen, bspw. Batterie leer
-  Einstellbarer Fallsensor mit Anruf und Vorwarnung
-  Sprachansagen für bestimmte Situationen, z.B. Batterie leer
-  WiFi Lokalisierung zur Verbesserung der Standortgenauigkeit
-  Bluetooth Schnittstelle zum Anschluss externer Sensoren

Lieferumfang

- 220V Dockingstation mit USB-Kabel
- 950 mAh Lithium Batterie eingebaut
- Halsband und Schlüsselbund Halterung
- Standardfarben: weiß und schwarz

Technische Daten

Das MobileCare.pro ist ein kleines und leichtes, mobiles Notrufgerät mit Positionsbestimmung per GPS zur einfachen Notrufauslösung sowie zur Übertragung des aktuellen Aufenthaltsortes. Der Notruf erfolgt an eine Tunstall-Servicezentrale PNC8 oder an eine Kontaktperson (z.B. Pflegepersonal) auf dem Smartphone.

-  220V Dockingstation mit USB-Kabel, USB-C Stecker EU Erfüllung
-  Größe: 62 x 47 x 17 mm
Gewicht: 53 g
-  Laufzeit: ca. 48 Stunden bei täglicher Benutzung
950mAh Lithium
Batterie eingebaut
-  Regendicht, gegen Spritzwasser geschützt (IPX7)
-  Halsband und Schlüsselbund Halterung

Ortung / Übertragung

- Echtzeit Verfolgung über GPRS, 4G Netz
- Unterstützt AGPS für schnelle u. genaue Positionsfindung
- 2-Wege Telefonie / Sprach-Anruf bei Alarm durch SOS-Knopf oder Fallsensor
- IP - Kommunikation

Vernetzte Versorgung

Wir liefern patientenorientierte Lösungen, die die Nutzer, ihre Familien und die multidisziplinären Teams, die professionelle Gesundheits- und Sozialfürsorge anbieten, unterstützen.

Durch die Kombination von fachlich ausgebildeten Menschen, Technologie und Daten bieten wir Ihnen die geeignetsten und kostengünstigsten Versorgungsgrade. Tunstall nutzt die Leistungsfähigkeit der digitalen Technologie, um zukunftsfähige Connected-Care-Lösungen anzubieten.

Besuchen Sie www.tunstall.de für weitere Informationen über Connected Care Services und weitere Produkte.

The Tunstall logo consists of the word "Tunstall" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rounded rectangular background.A decorative network diagram at the bottom of the page, featuring a complex web of thin, light-colored lines connecting various circular nodes of different sizes, creating a sense of interconnectedness and data flow.

© 2022 Tunstall Group
t: +49 (0) 2504 701-0 **e:** de.info@tunstall.com **w:** www.tunstall.de