Lifeline Digital – smarte Features für mehr Komfort, Sicherheit & Smart-Home-Integration

Sep 19, 2025

Smarte Funktionen im Überblick

1. **Dimmbare LEDs – Licht, das sich Ihrem Rhythmus anpasst**

Viele Nutzer berichten, dass helle Anzeigen nachts stören. Mit Lifeline Digital lassen sich die LEDs an den Funktionstasten dimmen, sodass Sie auch nachts ungestört schlafen können, ohne auf Bedienbarkeit verzichten zu müssen.

2. **NFC-Antenne für einfache Datenübertragung**

Drahtlos Daten übertragen war noch nie so unkompliziert: Über die integrierte NFC-Antenne und die Tunstall+ App koppeln Sie Ihr Smartphone einfach mit dem Gerät – ganz ohne Barcodes scannen.

3. **Kurzanleitungen für Klarheit & Sicherheit**

Damit Sie sich sofort zurechtfinden, wenn es drauf ankommt: Kurzanleitungen zu den Hauptfunktionen (Notruf auslösen, Aktivität zeigen, An-/Abwesend melden) stehen ab sofort als Download bereit. Klick hier!

4. **Temperaturwächter – Schutz bei extremen Bedingungen**

Ob Sommerhitze oder Winterkälte – das Gerät warnt, wenn die Temperaturen außerhalb sicherer Grenzen liegen. Einstellungen können individuell angepasst werden. So sind Sie das ganze Jahr über geschützt.

5. Smart-Home Integration mit der Nexa-Steckdose

Neue Möglichkeiten für smarte Automatisierungen:

- Bei einem ausgelösten Notruf schaltet sich z. B. das Licht ein oder der Fernseher aus.
- Kombination mit Sensoren wie Stuhl- oder Bettenbelegung ermöglicht automatische Steuerungen.
- Alles lässt sich über die Device Management Platform (DMP) einrichten – Vorlagen zum Download sind verfügbar.

So starten Sie

- Besuchen Sie unsere Website, um alle Details zu den neuen Funktionen zu sehen.
- Laden Sie sich die Kurzanleitungen & Vorlagen herunter.
- Bei Fragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Gebietsverkaufsleiter – wir helfen gern weiter!

Fazit

Mit Lifeline Digital machen wir den Hausnotruf moderner – für mehr Komfort, Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit. Wir wollen, dass Sie sich zuhause sicher fühlen – jederzeit, bei jedem Wetter.